

バイタルサインを

1,2,3
数値

波形

音

でリアルに表現！



救急・救命トレーニングシステムの決定版！



詳細はこちら↑



✦ 操作性が抜群！

✦ 豊富な心電図波形！



ネット環境がなくても使える！



スマホ・タブレットだけで
すぐ使える！



タブレット/PC利用時のコントローラ画面



見慣れたモニタ画面

詳細はこちらのURLまで！

<https://qtr.emersim.jp>





のポイント


✓操作性が抜群！

✓廉価！

✓すぐ買える！ (<https://qtr.emersim.jp>)

ポータブル 49,800円(税込)
クラウド 1日1ブース使い放題
8,800円(税込)

製品サイト



見慣れたモニタ画面

※ バイタルサインをリアルに表現！ ※



設定した閾値を超えると、
数値点滅・アラート音！

救急車などの効果音も！

救トレが対応している波形

〈心電図〉

正常洞調律

1度房室ブロック

Mobitz I 型2度房室ブロック

Mobitz II 型2度房室ブロック

心停止

心房細動

心房粗動

ジャンクシヨナル

左脚ブロック

右脚ブロック

ST上昇

持続性心室頻拍

トルサード・ド・ポワント

心室細動

心室頻拍

〈動脈血酸素飽和度〉

正常

血管灌流不全



スマホ利用時の
コントローラ画面



タブレット/PC利用時のコントローラ画面



訓練利用時の様子

ワンタップで全バイタルをプリセット値に一括変更！

←2017年7月の発売から既に全国、世界へ！

ユーザは広がり続けています！

北海道から沖縄まで！そして国外でも！

日本国内 モンゴル マレーシア
カンボジア アイルランド



利用例5) 搬送訓練などで利用 (モバイルバッテリー利用)



製品サイトにはさまざまな利用シーン
での利用例も公開しています



■ご用意頂くもの

- ①タブレット端末
- ②スマホやタブレット端末
- ③モバイルバッテリー
- ④USBケーブル
- ⑤マネキン・人形等

※ マネキン・人形等は、必ず同梱の
利用法のものを使用。あるいは対応メ
ディカルシミュレーション機器等からの
利用等でご用意下さい。



価格表

■救トレ ポータブル

	購入形態	価格
ご購入(ハードウェア)	買い切り	税込 49,800 円(税抜 45,273 円) (※別途送料を申し受けます。全国一律 税込 1,100 円(税抜 1,000 円))
バージョンアップサービス <qtrain0291 以降の機 器のみ対象>	更新1回	税込 21,780 円(税抜19,800 円) (※返送時の送料は弊社負担致します。 送付時送料はご負担願います)
下取り新品交換サービス <qtrain0290 以前の機 器のみ対象>	交換 1 回	税込 39,800 円(税抜 36,182 円) (※別途送料を申し受けます。全国一律 税込 1,100 円(税抜 1,000 円))

【バージョンアップサービス】<qtrain0291 以降の機器のみ対象>

※お手持ちの「救トレ ポータブル」を送っていただき、ご依頼時における最新バージョンにバージョンアップし、出荷時に同梱しているシナリオも最新のものとして返送するサービスです。

※本体(ハードウェア)を新品と交換するものではありません。中身のソフトウェアを最新化するものです。

※Ver.3.0.0 以前から Ver.3.0.0 以降に更新する場合は筐体も新品にします。中に入っている電子基板は最初にご購入いただいたままのものとなります。以下の条件にご同意の上、お申込下さい。

1. 送っていただく「救トレ ポータブル」のシナリオは初期化されます。出荷時に同梱しているシナリオのみ入った状態での返送となります。オリジナルで作成されたシナリオが入っていた場合も消去されますので、予めご了解の上申込下さい。
2. 弊社宛にお送りいただく際の送料はご負担下さい。返送時の送料は当社負担いたします。なお送付時にはケースに入れる、緩衝材でくるむ等の保全に御留意下さい。
3. 到着後 2 週間以内に返送いたします。発送から返送までの期間は「救トレ ポータブル」をお使いになれませんので、トレーニング予定が無い期間にお申し込み下さい。

【下取り新品交換サービス】<qtrain0290 以前の機器のみ対象>

※お手持ちの「救トレ ポータブル」を下取りとして送っていただき、ご依頼時における最新バージョンの新品本体を返送します。新品価格から、下取りとして 1 万円税込分をお値引きしています。送付送料・返送時送料はご負担いただきます。

■バージョンアップ状況について

救トレは継続的に機能追加等のバージョンアップをしています。どんどん便利になっていきますので、バージョンアップサービス<qtrain0291 以降の機器対象>または下取り新品交換サービス<qtrain0290 以前の機器対象>を是非ご活用下さい。ご参考に、最近の主なバージョンアップについて以下に掲げます。

2021.3.5 Ver.2.0.0 任意画像を登録・呼び出し表示する機能、「シナリオデータの取り出し・取り込み」機能(複数台利用の方に便利な機能です)、電源 OFF ボタン

2021.6.8 Ver.2.2.0 除細動器(電気ショック)機能を追加

2021.9.16 Ver.2.3.0 血圧を任意のタイミングで反映するボタンの追加。バイタル値の変化秒数の設定機能を追加

2022.4.25 Ver.2.3.2 血圧表記として上下測定不能「-/-」指定を追加

2022.10.25 Ver.2.4.0 シナリオ複製時にシーンも複製する機能を追加

2025.10.2 Ver.2.5.0 画面出力 HDMI を無効にするボタン追加など

2026.2.19 Ver.3.0.0 有線接続を可能とした

2026.7.13 Ver.3.1.0 無線 5GHz 帯強力 Wi-Fi 接続を可能とした

その他のバージョンアップについては当社サイトにて御確認ください。

<https://qtr.emersim.jp/release notes.html>

■救トレ クラウド

	購入形態	価格
クラウド上のソフトウェア利用権	利用量に応じたチケット料金	1 ブース 1 日(24 時間)使い放題チケット 税込 8,800 円(税抜 8,000 円) (※複数ブースでの開催時はブース数分のチケットをご購入ください。) 事前動作確認用 1 時間チケットも自動付与します(※)

※救トレクラウドでは常時最新のバージョンをお使い頂けます。

※事前動作確認用 1 時間チケット

「トレーニング開催前に短時間でもよいので当日のセッティングで動作確認がしたい。その際に 1 日券を 1 枚使ってしまうのはもったいない。なんとかならないか」というご要望にお応えしたものです。

「1 日券チケット 1 枚ご購入時に事前動作確認用 1 時間チケット 1 枚を自動付与」いたします。

マイページの「事前動作確認」コーナーから事前動作確認の予約をして事前動作確認をしていただけます。ご利用下さい。